

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SeaMed[®]

LED 7050 (Camera)

Диаметр Головки Лампы: 500mm + 700mm

Максимальная (Освещение) Сила Света: 140.000lux and 170.000lux

Диапазон Выбора Освещения: 0% -100%

Индекс Светлого Цвета: RA = 95, RA = 95

Цветовая Температура: 4300 ± 500 Kelvin

Рабочая Сила: 220/50, 220/50

Энергия Лампы: 100W, 60W

Фокусный Диаметр: 160-350mm, 160-320mm

Срок Службы Лампы (Время): 40000-50000, 40000-50000

Глубина Освещения: 800mm, 700mm

Он предотвращает напряжение глаз благодаря регулировке света без пропуска. Поддерживаемая брендом Samsung высококачественная камера.

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T. C. A. Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ata ehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com


DENİZLER

CE 0434

SeaMed[®]



SEAMED LED-7050

Хирургическая Лампа Камеры



SeaMed[®]

SEAMED LED-7050

Хирургическая Лампа
Камеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- » Мощность Лампы: 60W + 100W
- » Настройка Света: Нет Настройки Пропуска
- » Диаметр Фокусировки: 160-320mm + 160-350mm Глубина
- » Освещения: 700mm + 800mm
- » Поддерживается Брендом Samsung Высококачественная Камера.



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A. . .

K.bakkalköy Mh Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ata ehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

