



SeaMed®



SeaMed Steteskoplar

- Hassas Sesleri Dinleyebilme**
- Dayanıklı Yapı**
- Yetişkin**
- Pediatrik**
- Yenidoğan**



o U #U 4136 Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 46 mm
- Steteskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri



o U #U 4236 Pediatrik/Yenidoğan Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik,delik,çatlak,kir,çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 37 mm
- Stetoskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri





DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed®

o U Çift Hortumlu Yetişkin/Pediyatrik Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,





DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed®

o U Alüminyum Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,



DENİZLER
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com