



SeaMed®



SeaMed® Steteskoplar

- Hassas Sesleri Dinleyebilme**
- Dayanıklı Yapı**
- Yetişkin**
- Pediatrik**
- Yenidoğan**

HS-30J YETİŞKİN STETESKOP

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik,delik,çatlak,kir,çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 46 mm
- Stetoskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri Dahil



HS-30E PEDIATRİK STETESKOP

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik,delik,çatlak,kir,çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 37 mm
- Stetoskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri Dahil

