

# SeaMed®



## كابل تخطيط القلب (ECG) بـ 10 LEAD مع مشابك GRABBER متوافق مع GE MARQUETTE

التوافق: Marquette MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, Microsmart M, MAC 2000, MAC 3500

الموصل الطرفي (Distal): موصل DB-15

لون كابل Lead: رمادي

قطر كابل Lead: 4 مم

طول كابل Lead (Limb): 1.2 متر

طول كابل Lead (V): 80 سم

مادة كابل Lead: غلاف TPU

ترميز ألوان Lead: IEC

عدد Lead: 10

الموصل القريب (Proximal): Banana

طول كابل Trunk: 3 متر

مادة كابل Trunk: غلاف TPU

SK1206P