



КАБЕЛЬ ЭКГ НА 10 LEAD С ЗАЖИМАМИ GRABBER, СОВМЕСТИМЫЙ С GE MARQUETTE

Совместимость: Marquette MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, Microsmart M, MAC 2000, MAC 3500

Дистальный разъём: DB-15

Цвет Lead кабеля: Серый

Диаметр Lead кабеля: 4 мм

Длина Lead кабеля (Limb): 1,2 м

Длина Lead кабеля (V): 80 см

Материал Lead кабеля: TPU оболочка

Цветовая кодировка Lead: IEC

Количество Lead: 10

Проксимальный разъём: Banana

Длина Trunk кабеля: 3 м

Материал Trunk кабеля: TPU оболочка

SK1206P