



GE MARQUETTE UYUMLU 10 LEAD GRABBER EKG KABLOSU

Uyumluluk: Marquette MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, Microsmart M, MAC 2000, MAC 3500.

Distal Konnektör: DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Grabber

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1206P