



ЭКГ-КАБЕЛЬ 10 ОТВЕДЕНИЙ С РАЗЪЁМАМИ BANANA, СОВМЕСТИМЫЙ С KENZ 16-PIN

Совместимость: 103, 106, 107, 1201, 302, 303, Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus, ECG 106.

Дистальный коннектор: круглый 16-контактный коннектор

Цвет кабеля отведений: серый

Диаметр кабеля отведений: 4 мм

Длина кабеля отведений (конечности): 1,2 м

Длина кабеля отведений (V): 80 см

Материал кабеля отведений: оболочка TPU

Цветовая маркировка отведений: IEC

Количество отведений: 10

Проксимальный коннектор: Banana

Длина магистрального кабеля: 3 м

Материал магистрального кабеля: оболочка TPU

SK1207B