



## KENZ 16 PIN UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: 103, 106, 107, 1201, 302, 303, Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus, ECG 106.

Distal Konnektör: Yuvarlak 16-Pin Konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1207B