

SeaMed®



KENZ ECG كابل جهاز تخطيط القلب 10 أقطاب بنانا متوافق مع

التوافق: Kenz 109, 110, Cardico 302, 601, 1210, 1211, 108

الموصل البعيد: موصل DB-15 بزاوية 90°
لون كابل التوصيلات: رمادي
قطر كابل التوصيلات: 4 مم
طول كابل التوصيلات للأطراف: 1.2 م
طول كابل التوصيلات 80: 7 سم
مادة كابل التوصيلات: غلاف TPU
ترميز ألوان التوصيلات: IEC
عدد التوصيلات: 10
الموصل القريب: Banana
طول كابل 3 Trunk م
مادة كابل Trunk: غلاف TPU

SK1208B