



## KENZ UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: Kenz 109, 110, Cardico 302, 601, 1210, 1211, 108

Distal Konnektör: DB-15 konnektör 90° Açılı

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1208B