

NIHON KOHDEN UYUMLU EKG CİHAZI KABLOSU



- Distal Konnektör: Vidalı DB-15 Konnektör.
- Lateks içermez: Evet.
- Kablo Rengi: Gri.
- Kablo Çapı: 4 mm.
- Kablo Uzunluğu: 1,2 m.
- Kablo Uzunluğu: V: 80 cm.
- Kablo Malzemesi: TPU Kılıf.
- Kablo Renk Kodlaması: IEC.
- Lead Sayısı: 10.
- Hasta Boyu: Yetişkin.
- Proksimal Konnektör: Banana 4 mm
- Gövde Kablosu Rengi: Gri.
- Gövde Kablosu Uzunluğu: 3 m.

REF: SK1210B