



10-КАНАЛЬНЫЙ ЭКГ КАБЕЛЬ С ЗАЖИМАМИ (GRABBER), СОВМЕСТИМЫЙ С NIHON KONDEN

СОВМЕСТИМОСТЬ: Nihon Kohden Cardiofax C, Cardiofax M, Cardiofax Q, Cardiofax S, ECG-1150, ECG-1250, ECG-1250A, ECG-1250K, ECG-1350, ECG-1350A, ECG-1350K, ECG-2150, ECG-2250, ECG-2350, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9110K, ECG-9130, ECG-9130K, ECG-9132, ECG-9620, ECG-9620L

ДИСТАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ: винтовой разъём DB-15

ЦВЕТ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: серый

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: 4 мм

ДЛИНА КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ (LIMB): 1,2 м

ДЛИНА КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ (V): 80 см

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: оболочка TPU

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ОТВЕДЕНИЙ: IEC

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕДЕНИЙ: 10

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ: Grabber (зажим)

ДЛИНА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ: 3 м

МАТЕРИАЛ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ: оболочка TPU

SK1210P