



PHILIPS UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: Philips 200, 200i, Agilent 300i, Agilent 300PI, M1771A, M1772A, Pagewriter 100

Distal Konnektör: Vidali DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1213B