

SeaMed®



ЭКГ-КАБЕЛЬ 10 ОТВЕДЕНИЙ С ЗАЖИМАМИ GRABBER, СОВМЕСТИМЫЙ С SCHILLER

Совместимость: Schiller AT10, AT10 Plus, AT101, AT102, AT102-Plus, AT104, AT110, AT3, AT5, AT6, AT60, C6, CS100, CS200, CS6, MS2010, MS2015

Дистальный разъем: винтовой разъем DB-15

Цвет кабеля отведений: серый

Диаметр кабеля отведений: 4 мм

Длина кабеля отведений (Limb): 1,2 м

Длина кабеля отведений (V): 80 см

Материал кабеля отведений: оболочка TPU

Цветовая кодировка отведений: IEC

Количество отведений: 10

Проксимальный разъем: Grabber

Длина магистрального кабеля: 3 м

Материал магистрального кабеля: оболочка TPU

SK1214P

