

SeaMed®



SCHILLER UYUMLU 10 LEAD GRABBER EKG KABLOSU

Uyumluluk: Schiller AT10, AT10 Plus, AT101, AT102, AT102-Plus, AT104, AT110, AT3, AT5, AT6, AT60, C6, CS100, CS200, CS6, MS2010, MS2015

Distal Konnektör: Vidali DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Grabber

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1214P