



كابل تخطيط القلب ECG بعشرة أقطاب من نوع BANANA، متوافق مع ZONCARE

التوافق: MAC 1800, iMAC 120, iMAC 120 Pro, iMAC 12, iMAC 10, iMAC 300, E10, E12, E30, U90, ZQ-1203G, ECG-20NT

الموصل البعيد: موصل DB-15 مزود ببراعي
لون كابل التوصيلات: رمادي
قطر كابل التوصيلات: 4 مم
طول كابل التوصيلات للأطراف: 1.2 م
طول كابل التوصيلات 80 V: سم
مادة كابل التوصيلات: غلاف TPU
ترميز ألوان التوصيلات: IEC
عدد التوصيلات: 10
الموصل القريب: Banana
طول كابل 3 Trunk م
مادة كابل Trunk: غلاف TPU
SKU: SK1217B

SK1217B

