



## ЭКГ-КАБЕЛЬ 10 ОТВЕДЕНИЙ С РАЗЪЁМАМИ BANANA, СОВМЕСТИМЫЙ С ZONCARE

Совместимость: MAC 1800, iMAC 120, iMAC 120 Pro, iMAC 12, iMAC 10, iMAC 300, E10, E12, E30, U90, ZQ-1203G, ECG-20NT

Дистальный коннектор: коннектор DB-15 с винтами

Цвет кабеля отведений: серый

Диаметр кабеля отведений: 4 мм

Длина кабеля отведений (конечности): 1,2 м

Длина кабеля отведений (V): 80 см

Материал кабеля отведений: оболочка TPU

Цветовая маркировка отведений: IEC

Количество отведений: 10

Проксимальный коннектор: Banana

Длина магистрального кабеля: 3 м

Материал магистрального кабеля: оболочка TPU

SK1217B