



ZONCARE UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: MAC 1800, iMAC 120, iMAC 120 Pro, iMAC 12, iMAC 10, iMAC 300, E10, E12, E30, U90, ZQ-1203G, ECG-20NT

Distal Konnektör: Vidali DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1217B