



ЭКГ-КАБЕЛЬ 10 ОТВЕДЕНИЙ С РАЗЪЁМАМИ BANANA, СОВМЕСТИМЫЙ С MINDRAY

Совместимость: BeneHeart R3, BeneHeart R12, BeneHeart R12A, BeneHeart R300, BeneHeart R700, BeneHeart R900, DECG-03A

Дистальный разъём: винтовой разъём DB-15

Цвет кабеля отведений: серый

Диаметр кабеля отведений: 4 мм

Длина кабеля отведений (Limb): 1,2 м

Длина кабеля отведений (V): 80 см

Материал кабеля отведений: оболочка TPU

Цветовая кодировка отведений: IEC

Количество отведений: 10

Проксимальный разъём: Banana

Длина магистрального кабеля: 3 м

Материал магистрального кабеля: оболочка TPU

SK1218B