

SeaMed®



MINDRAY UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: BeneHeart R3, BeneHeart R12, BeneHeart R12A, BeneHeart R300, BeneHeart R700, BeneHeart R900, DECG-03A

Distal Konnektör: Vidali DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

SK1218B