

# SeaMed®



## ЭКГ-КАБЕЛЬ 10 ОТВЕДЕНИЙ С ЗАЖИМАМИ BANANA, СОВМЕСТИМЫЙ С EDAN

СОВМЕСТИМОСТЬ: Edan SE-3, SE-12, SE-12 Express, SE-601A, SE-601B, SE-601C, SE-1010PC, SE-1200, SE-12 Express, ST-1212

ДИСТАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ: винтовой разъём DB-15

ЦВЕТ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: серый

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: 4 мм

ДЛИНА КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ (LIMB): 1,2 м

ДЛИНА КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ (V): 80 см

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ: оболочка TPU

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ОТВЕДЕНИЙ: IEC

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕДЕНИЙ: 10

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ: Banana

ДЛИНА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ: 3 м

МАТЕРИАЛ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ: оболочка TPU

SK1221B