

SeaMed®



EDAN UYUMLU 10 LEAD BANANA EKG KABLOSU

Uyumluluk: Edan SE-3, SE-12, SE-12 Express, SE-601A, SE-601B, SE-601C, SE-1010PC, SE-1200, SE-12 Express, ST-1212

Distal Konnektör: Vidali DB-15 konnektör

Lead Kablo Rengi: Gri

Lead Kablo Çapı: 4 mm

Lead Kablo Uzunluğu (Limb): 1.2 m

Lead Kablo Uzunluğu (V): 80 cm

Lead Kablo Malzemesi: TPU kılıf

Lead Renk Kodlaması: IEC

Lead Sayısı: 10

Proksimal Konnektör: Banana

Trunk Kablo Uzunluğu: 3 m

Trunk Kablo Malzemesi: TPU kılıf

