

Tüm tıbbi departmanalar için yüksek hassasiyetli, akıllı mikro işlemci kontrollü cihaz :

- Ameliyat sırasında veya sonrasında kan nakli / infüzyonu
- Klinik ortamda rutin kan nakli ve infüzyonu
- Kan geri dönüş beslenme / diyaliz sıvıları
- Enteral / parenteral beslenme ve durulama solüsyonları
- Çocuklara ve yeni doğanlarda kullanıma uygun.

Tıbbi sıvılar veya kan için standart infüzyon seti

Mikroprosesör kontrolü

Büyük LED ekran ile çalışma kanalındaki bilgileri ve hata durumlarını izleyebilme

Isıtıcı profil tutucu

İnfüzyon akışını izleyebilme imkanı

Sensör kontrollü elektrik ısıtma profilleri

Isıtma profili kablosu

Optimal düzeyde ısıtma



KAN VE SERUM ISITICI

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kullanıcı dostu arayüz:

- Ayarlanan sıcaklığı, gerçek sıcaklığı, ısıtma süresini ve arıza durumunu gösteren büyük LED ekran

Hastaya ısıtma:

- IV set tamamen sarılır, ısı kaybı olmaz

Güvenlik özellikleri:

- Sürekli çalışan kendi kendine testler
- Çift bağımsız aşırı ısınma koruması ve otomatik kesme
- Görsel ve sesli alarm yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık/sensör hatası

Gelişmiş kuru ısıtma teknolojisi:

- Hızlı ısınma ve etkili ısıtma

Açık Sistem:

- Standart IV seti ile çalışır, özel tek kullanımlık setlere ihtiyaç yoktur.
- Ekstra sarf malzemesi maliyeti olmadan en ekonomik ısıtma çözümü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: FT-1800

Sıcaklık Ayarı: 33°C ~41°C Artım oranı: 0.1 °C

Güç : AC 100-230V/50~60Hz

Güç Tüketimi: Maks. 120VA

Güvenlik Sınıfı: Class I

Güvenlik Seviyesi: BF Tip, Defibrilator korumalı

Sıvı Koruması Derecesi: IPX2

Sıcaklık Doğruluğu: ±1.0 °C

Yüksek Sıcaklık Koruması: 42°C ±1°C / 43°C ±2°C

Düşük Sıcaklık Alarmı: 32°C

Isınma Zamanı: ~2 dk (20°C -36°C)

Kullanım Modu: Sürekli

Ölçüler: 85x65x175 mm

Ağırlık: 1.2 kg

Isıtma Profilleri: 1400mm uzunluğunda, 3.5-5.0mm O.D.



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22

F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com