



# Vasküler Doppler Sistemi

Periferik Vasküler Doppler

 **bistos**

# Vasküler Doppler



**BT-200**  
Hi dop

## Değiştirilebilir probalar

Farklı uygulamalar için 4, 5, 8MHz frekanslarında prob seçenekleri  
4-5MHz: Femoral, popliteal, subclavian arter ve derin damar  
8MHz: Dorsal, pedal, radial orbital arter ve cilde yakın damarlar

## Yüksek hassasiyet

Deneyimsiz kullanıcılar dahi çok kolayca küçük damar konum sesini algılar

## Diyabetik ayak uygulaması

Sürekli takip diyabetik ayak için optimize edilmiş özel vasküler Doppler



# BISTOS Vasküler Doppler

## Teknik Özellikler

Kategori	Vasküler Doppler
Model	BT-200
Sipariş kodu	200V
Frekanslar (MHz)	4, 5, 8
Algılama Aralığı (BPM)	50 - 240
Ses Çıkışı (W)	1.2
Kulaklık Çıkışı	●
Değiştirilebilir problar	●
Su geçirmez probe	IP X 2
Ekran tipi	Mono
Batarya Tipi	2 X 1.5V AA
Batarya Çalışma Süresi (Saat)	5
Şarj Edilebilir Batarya	●
Ağırlık (g)	190
Ebatlar (mm) Ana Cihaz (YxGxD)	128 X 75 X 26
Taşıma Kılıfı	●
Garanti (Ana cihaz)	1 Yıl