

OTOSKOP SETİ:

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

zumax

- 3.5 Volt Ultraviyolelen arınmış LED aydınlatma sistemi
- Bayonet Kilit Sistemi
- Baş kısmında, arkadan uç kısma doğru ışık çıkışı
- Yansımaz,simetrik, gölgesiz ve bozulmayan görüntü
- Çoklu kaplamalı hassas optikleri ile keskin ortam görüntüleme,
- Dahili büyütme mercek,
- Vida ile sabitlenmiş ve 360o hareketli otoskop merceği
- Otoskop başlığının enerji kaynaklarına takılacak kısmı bayonet kilit sistemi,tek hamle ile takılabilir,kilitlenebilir
- Çizilmeye dayanıklı,kendi ekseninde 360 derece dönebilen optik camlı gözlem penceresi ile
- Sert Plastik Grip Antiseptik ile temizlenebilir
- Spekulumlar 2,5 mm ve 4 mm
- Pnömatik test yapabilme imkanı
- Yansımaz Siyah ve Mat Tasarımlı Başlık Tasarımı

OFTALMASKOP SETİ:

- 3,5 Volt Ultraviyolelen arınmış LED aydınlatma sistemi
- Darbeye ve tozlanmaya dayanıklı ABS malzeme,
- Koaksiyel oftalmoskop sistemi ile elimine edilmiş kornea ve iris refleksiyonları
- Koaksiyel oftalmoskop sistemi ile dar pupillerden yapılan muayene ve geniş fundus görünümü
- 28 lens ve dioptri diski sayesinde +40 ile -25 dioptri lens ayar
- 0/+10 ve 0/-10 dioptri arası 1 kademelik dioptri ayarı
- 15 benzersiz filtre kombinasyonu
- Eşeli 5 ayrı görünüm imkanı
- 3 Farklı Işık Modu (Red Free, Cross Lineer, Cobalt Blue)
- Yıldızlı koordinat sistemi,Büyük,Orta ve Küçük Fixation,Grid,Stenopaik Slit,Yıldızlı Polar
- Tek parmak ile kullanım imkanı
- Orbital destek imkanı,
- Kolay ampül değişimi,

DUVAR ÜNİTESİ :

- 220 V AC 50 Hz. Şehir Şebekesi ile çalışabilme,güç girişi ünite altında sağdan girişli,
- Tek gövde tasarım,kompakt yapı, 3,5 Volt güç çıkışı,
- Cihazın açık olduğunu belirten ikaz ışığı
- 4 metrelik 2 adet spiral kablo ile kullanım imkanı
- Ünit üzerinde açma-kapama düğmesi bulunmaz
- Darbe ve aşınmaya dayanıklı,elçekler kaymaz, ergonomik tasarım,ABS plastik kaplı
- Reostalı sistem ile ışık ayarı yapabilme
- Her iki elçeği aynı anda kullanabilme
- El ile kolay değiştirilebilir ampul sistemi (Alet gerektirmez)
- Elçekler dışarıdan görünmeyen sensör ile yuvaya oturduğunda otomatik söner, kullanımda ise otomatik yanar
- Elçekler duvar üniteden ayrıldığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe doğru yumuşak başlatma



DUVARA MONTE OTOSKOP OFTALMASKOP SETİ