

## BEBEK KODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

---

1. Teklif edilen ürün 20kg'a kadar ağırlığı taşıyabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün 0-10° açı aralığında Trendelenburg ve Ters Trendelenburg pozisyonu alabilmelidir.
3. Teklif edilen ürünün yüksekliği 770mm ve 940 mm arasında ayarlanabilmelidir.
4. Teklif edilen ürünün yükseklik hariç yaklaşık boyutları 890 mm x 510 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün çevre dostu, kolay temizlenebilen ABS Plastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün Alüminyum Alaşım çerçeveye sahip olmalıdır. Bu çerçeve plastik aksamlar ile korunmuş olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün yüksek yoğunluklu şeffaf bebek yuvasına sahip olmalıdır.
8. Bebek yuvası 100 °C üzerindeki sıcaklıklar ile steril edilebilir olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün yaylı gaz aracılığıyla açısı ve yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün ikisi frenli , dört adet Kauçuk içermeyen, Suya dayanıklı, kayma önleyici ve şok emici özelliğe sahip tekerleğe sahip olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün 360° dönebilmelidir.
12. Teklif edilen ürün en az iki farklı renk seçeneğine sahip olmalıdır.