

SNAP UÇ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Snap uç takımı banana 4.0mm bağlantıya sahip EKG,EMG kablolarına uyumlu olmalıdır.
- 2- Snap uç adaptörlerinin her biri, IEC (Uluslar Arası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına uygun renk kodlamasına sahip olmalıdır. Her uç farklı renkte ve üzerinde ait olduğu bağlantıyı belirtmesi gerekir.
- 3- Snap uç adaptörlerinin bağlantı kısmı paslanmaz çelik ve oksidasyona dayanıklı malzeme içermelidir.
- 4- Ürün, snap elektrotlarla standart uyumluluğa sahip olmalı ve tüm yaygın elektrot markalarıyla birlikte kullanılabilmelidir.
- 5- Ürün, bir set içerisinde 10 adet olacak şekilde paketlenmelidir.
- 6- Teslimat sırasında her bir takım, üzerinde ürün markası, üretici bilgisi, CE işareti ve teknik uyarıların bulunduğu şeffaf kilitli poşet içerisinde sunulmalıdır.
- 7- Ürün ambalajında nemden korumak amacıyla nem tutucu paket yer almalıdır.
- 8- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 10- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

